



# SympaCath

## Latexkateter

### Kvarliggande urinkateter

Kvarliggande urinkateter, hydrogelbelagd latex, nylatonspets, 2-vägs, gul, med färgindikering av storlek.

Rekommenderad kvarliggandetid 10-12 veckor. Provtagning kan göras i katetern, men skall då göras i tratten.

Katetrarna är steriliserade med etylenoxid (ETO). Steriltid 5 år, för engångsbruk.

Artikelnummer	Storlek ch	Ballong ml	Längd mm	Avd. förp.
180205-12	12	10	200	10
180205-14	14	10	200	10
180205-16	16	10	200	10
180205-18	18	10	200	10
180505-12	12	10	400	10
180505-14	14	10	400	10
180505-16	16	10	400	10
180505-18	18	10	400	10
180505-20	20	10	400	10
180505-22	22	10	400	10
180505-24	24	10	400	10
180505-26	26	10	400	10
180505-28	28	10	400	10

Leverantör

**Teleflex**  
MEDICAL

### För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Fågelviksvägen 9, 145 84 Stockholm  
Tel. 08-88 03 60, Fax. 08-97 30 97, [www.meteko.se](http://www.meteko.se)