

SELEFA® vittvätt

Fosfatfritt och parfymfritt tvättmedel för maskin- och handtvätt.

Beskrivning

SELEFA® vittvätt är ett tvättmedel för både maskin- och handtvätt. Löser effektiv smuts och fläckar vid alla vattentemperaturer. Produkten är anpassad för vita/ljusa textilier och innehåller blekmedel som ger extra effekt vid hårt smutsad tvätt och för fläckborttagning.



Användarinstruktioner

Följ plaggens tvättråd. Blanda ej vita och mörkt färgade textilier. Dosera enligt tabellen nedan.

Maskinstorlek	Dosering i ml		
	Mjukt vatten 0-6 °dH	Medelhårt vatten 7-14 °dH	Hårt vatten 15-20 °dH
3-4 kg	35 ml	50 ml	75 ml
4-5 kg	50 ml	75 ml	100 ml
5-7kg	75 ml	100 ml	125 ml
Handtvätt (10 L vatten)	15 ml	20 ml	40 ml

Tänk på att i Sverige har 80% av befolkningen mjukt vatten.

Egenskaper

Hållbarhet: 2 år under angivna förhållanden.

Innehåll: Syrebaserade blekmedel, nonjoniska tensider 5-15%, tvål, enzym (subtilisin, alfa-amylas) <5%.

pH: Brukslösning ca 10,5.

Säkerhet

Produkten hälsoklassas som irriterande.

Källsortering

Sorteras som pappersförpackningar respektive plast.

Artikelnr	Namn	Förpackning
230012	SELEFA® Vittvätt	1 x 10 kg hink
230010	SELEFA® Vittvätt	1 x 1,8 kg

Övrigt

Produkten är miljömärkt med Bra Miljöval. Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

1 dl tvättmedel väger ca 75 g.



Bra Miljöval

ONEMED

OneMed Sverige AB

Box 8255, Fagerstag, 18A, SE-163 08 SPÅNGA

Telefon 0770-111 115

kundservice@onemed.com

www.onemed.se

 **SELEFA®**