



Bodystocking med blixtlås

Mjuk och bekväm kroppsstrumpa för både dam och herr, med tröja och byxa i ett enhetligt plagg för trygg och säker fixering av inkontinensskydd.

Allergifri dragkedja/blixtlås i grenen vilket underlättar byte av inkontinensskydd.

Märkt med EU Blomman som garanterar användaren en bra produkt och miljövänlig kvalitet.

Tål ca 100 tvättar.

Produktnamn: Bodystocking m. blixtlås

Art. nr: 708-761 Stl S

Art. nr: 708-762 Stl M

Art. nr: 708-763 Stl L

Art. nr: 708-764 Stl XL

Art. nr: 708-765 Stl XXL

Art. nr: 708-766 Stl XXXL



Storlek	S	M	L	XL	XX-L	XXX-L
Midjemått (cm)	72-90	76-100	80-110	84-120	88-130	92-135
Motsv. damstorlek	34-38	40-42	44-46	48-50	52-54	56-58
Motsv. herrstorlek	-	44-46	48-50	52-54	56-58	60-62
Mått fr. skuldra till gren (cm)	76	78	80	82	83	85
Benlängd fr. grenen (cm)	-	22	-	-	-	-
Lårvidd fr. gren (omkrets, cm)	32	34	36	38	40	42
Benöppning (knäppt, cm)	15,5	16,5	17,5	18,5	19,5	20,5

Certifiering



Material

Tyg 92% kammad bomull och 8% elasthan

Nickelfritt blixtlås

Tvättråd

Tvättas i 90-95 grader, med avigsidan ut och blixtlåsen stängd. Tvättpåse rekommenderas.

Torktumlas max 60 grader

Inget mjukmedel. Ej kemtvätt.

Krymper max 8 % efter första tvätt.

