

Sanicare Lock till urinflaska

Lock till Urinflaska flergångs, i vit polyeten plast.
Locket tål värmedesinfektion upp till 90°C .



Sanicare art nr	2903
Antal produkter	1
Antal produkter/ transport fp	1
Vikt per produkt, g	5
Material	Polyeten
Rengöring, flaska	Tål värmedesinfektion upp till 90°C
Kasseras	Brännbart avfall, sorteras efter lokal anvisning



Produkten uppfyller EU:s grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskrav.



Tillverkare
Sanicare AB
Skrevägen 15
311 44 Falkenberg