

Produktdatablad

Sterilemballage

Packskynte ArjoWrap 160

REF 0067050, 0067060, 0067080, 0067090,
0067100, 0067120, 0067137, 0067540

Sida 1 (2)

Version: 30.10.2015, rev 1

Tryckt 30.10.2015

REF	Storlek cm	Färg
0067050	50x50	Grön
0067060	60x60	Grön
0067080	80x80	Grön
0067090	90x90	Grön
0067100	100x100	Grön
0067120	120x120	Grön
0067137	137x137	Grön
0067540	100x140	Grön



[NATURAL LATEX FREE]

Råmaterial:	100% kräppad cellulosa. Vikt 60g. Blekningsprocessen är 100% klorinfri.																																				
REACH regulations:	Produkter som omfattas av detta produktblad innehåller inte några cancerframkallande, mutagena eller toxiska substanser inkluderat de särskilt farliga ämnen SVHC) som finns listade på senast tillgängliga version av kandidatförteckningen publicerad av European Chemicals Agency (ECHA).																																				
Funktion:	Enkelt packskynte, grönt med vikten 60g. Till förpackning av gods för sterilisering i ånga, EO, Gamma. Passar för små och medelstora galler.																																				
Förpackning:	<table border="1"><thead><tr><th>REF</th><th>Storlek cm</th><th>Tfp</th><th>Storlek Tfp cm</th></tr></thead><tbody><tr><td>0067050</td><td>50x50</td><td>500</td><td>510x525x90</td></tr><tr><td>0067060</td><td>60x60</td><td>500</td><td>610x380x140</td></tr><tr><td>0067080</td><td>80x80</td><td>250</td><td>810x290x140</td></tr><tr><td>0067090</td><td>90x90</td><td>250</td><td>910x500x95</td></tr><tr><td>0067100</td><td>100x100</td><td>250</td><td>1010x540x95</td></tr><tr><td>0067120</td><td>120x120</td><td>100</td><td>1210x330x100</td></tr><tr><td>0067137</td><td>137x137</td><td>100</td><td>1380x330x120</td></tr><tr><td>0067540</td><td>100x140</td><td>100</td><td>1010x380x90</td></tr></tbody></table>	REF	Storlek cm	Tfp	Storlek Tfp cm	0067050	50x50	500	510x525x90	0067060	60x60	500	610x380x140	0067080	80x80	250	810x290x140	0067090	90x90	250	910x500x95	0067100	100x100	250	1010x540x95	0067120	120x120	100	1210x330x100	0067137	137x137	100	1380x330x120	0067540	100x140	100	1010x380x90
REF	Storlek cm	Tfp	Storlek Tfp cm																																		
0067050	50x50	500	510x525x90																																		
0067060	60x60	500	610x380x140																																		
0067080	80x80	250	810x290x140																																		
0067090	90x90	250	910x500x95																																		
0067100	100x100	250	1010x540x95																																		
0067120	120x120	100	1210x330x100																																		
0067137	137x137	100	1380x330x120																																		
0067540	100x140	100	1010x380x90																																		
Hållbarhetstid:	5 år från tillverkningsdatum																																				
Försäljningsenhet:	Transportförpackning																																				
Innerförpackning:	ECF (eller TCF) cellulosa																																				
Transportkartong:	ECF (eller TCF) cellulosa																																				
Packing tape:	PVC-fri																																				

Produktdatablad

Sterilemballage

Packsdynke ArjoWrap 160

REF 0067050, 0067060, 0067080, 0067090,
0067100, 0067120, 0067137, 0067540



Sida 2 (2)

Version: 30.10.2015, rev 1

Tryckt 30.10.2015

Överensstämmelse med legala krav:	Medical Devices Directive 93/42/EEC, Class I
Kvalitetskrav:	Produkten är tillverkad i enlighet med EN ISO 11607-1:2006 och EN868-2:2009. BFE testas enligt ASTM F2101. Bakteriebarriär (DIN 58953-6 § 2.14 & § 2.15)
Etikettinformation:	I enlighet med EN 980
Förvaringsrekommendationer:	Rekommenderad förvaring, (innan sterilisering) i rent, torrt utrymme i jämn temperatur mellan 10-40°C. Produkterna ska skyddas mot direkt solljus, andra starka ljuskällor och ozon. Förvara produkten i originalförpackning. Ska inte förvara på golvet. Den relativa luftfuktigheten i förvaringsutrymmet ska ligga mellan 30-60%.
Avfallshantering:	Deponi eller förbränning enligt lokala instruktioner
Risk vid återanvändning:	Produkten är avsedd för engångsbruk. Vid återanvändning kan produktens egenskaper försämrats och utgöra en risk för patienten.