

Produktdatablad

Sterilemballage


Packsdynke ArjoWrap 260 Soft
REF 0836050, 0836060, 0836075, 0836080,
0836090, 0836100, 0836120, 0836137,
0836540, 0836560, 083698X

Sida 1 (2)

Version: 03.08.2016, rev 3

Tryckt 3.8.2016

REF	Storlek cm	Färg
0836050	50x50	Blå
0836060	60x60	Blå
0836075	75x75	Blå
0836080	80x80	Blå
0836090	90x90	Blå
0836100	100x100	Blå
0836120	120x120	Blå
0836137	137x137	Blå
0836540	100x140	Blå
0836560	130x150	Blå
083698X	150x180	Blå



[NATURAL LATEX FREE]

Råmaterial: 100% kräppad cellulosa förstärkt med syntetiska fibrer. Vikt 60g. Blekningsprocessen är 100% klorinfri.

REACH regulations: Produkter som omfattas av detta produktblad innehåller inte några cancerframkallande, mutagena eller toxiska substanser inkluderat de särskilt farliga ämnen SVHC) som finns listade på senast tillgängliga version av kandidatförteckningen publicerad av European Chemicals Agency (ECHA).

Funktion: Enkelt packsdynke, blått med vikten 60g. Till förpackning av gods för sterilisering i ånga, EO, Gamma. Passar för små och medelstora galler.

REF	Storlek cm	Tfp	Storlek Tfp cm
0836050	50x50	500	510x525x90
0836060	60x60	500	610x380x190
0836075	75x75	250	810x290x140
0836080	80x80	250	810x290x140
0836090	90x90	250	910x500x110
0836100	100x100	250	1010x540x110
0836120	120x120	100	1210x330x115
0836137	137x137	100	1380x330x120
0836540	100x140	100	1010x380x90
0836560	130x150	100	1380x330x120

Produktdatablad

Sterilemballage



Packsdynke ArjoWrap 260 Soft
REF 0836050, 0836060, 0836075, 0836080,
0836090, 0836100, 0836120, 0836137,
0836540, 0836560, 083698X

Sida 2 (2)

Version: 03.08.2016, rev 3

Tryckt 3.8.2016

	083698X	150x180	50	570x490x160
Hållbarhetstid:	5 år från tillverkningsdatum			
Försäljningsenhet:	Transportförpackning			
Innerförpackning:	ECF (eller TCF) cellulosa			
Transportkartong:	ECF (eller TCF) cellulosa			
Packing tape:	PVC-fri			
Överensstämmelse med legala krav:	Medical Devices Directive 93/42/EEC, Class I			
Kvalitetskrav:	Produkten är tillverkad i enlighet med EN ISO 11607-1:2006 och EN868-2:2009. BFE testas enligt ASTM F2101. Bakteriebarriär (DIN 58953-6 § 2.14 & § 2.15)			
Etikettinformation:	I enlighet med EN 980			
Förvaringsrekommendationer:	Rekommenderad förvaring, (innan sterilisering) i rent, torrt utrymme i jämn temperatur mellan 10-40°C. Produkterna ska skyddas mot direkt solljus, andra starka ljuskällor och ozon. Förvara produkten i originalförpackning. Ska inte förvara på golvet. Den relativa luftfuktigheten i förvaringsutrymmet ska ligga mellan 30-60%.			
Avfallshantering:	Deponi eller förbränning enligt lokala instruktioner			
Risk vid återanvändning:	Produkten är avsedd för engångsbruk. Vid återanvändning kan produktens egenskaper försämrats och utgöra en risk för patienten.			