

Lufttrycksteknologi
för enkel applicering

Skyddande plast minskar risk för
skador på glaspipetten

Glaspipett gör uppsugningen
enkel och minskar risken för
luftinsläpp.

En enhet - kräver ingen
montering eller förberedelse

Advanced Technology Innovates Point-of-Care Testing

Finns i alla
storlekar till
CardioChek

Ny bättre kombinationspipett

PTS Diagnostics nya kapillärpipett ökar säkerheten och enkelheten, speciellt när det krävs en exakt blodvolym. Genom att använda en *kombination av glas och plast* i pipetten, blir provtagningen snabbare, säkrare och enklare.

Användarvänlig

- Lätt att använda
- En-hands-provtagning
- Glaspipetten medför säker provtagning.
- Lufttrycksteknologi för applicering minskar risken för fel.



- **Röd: 15 µL till singeltester (Art# 2863)**



- **Grön: 30 µL till dubbeltester (Art# 2865)**



- **Svart: 40 µL till multitester (Art# 2866)**

