


Vägg- och bordsmanometer BigBen



Dessa blodtrycksmätare är tillverkade enligt europeisk standard EN 1060 enligt generella krav del 1 och kompletterande krav del 2, för mekaniska blodtrycksmätare. De uppfyller EU direktivens fodringar för CE-märkning av medicintekniska produkter och är registrerade hos Läkemedelsverket av AB Henry Eriksson såsom CE-märkt produkt för användning inom svensk sjukvård.

Manometern är graderad från 0 till 300 mmHg i steg om 2 mm och har en felvisning mindre än +/- 3 mmHg.

Rengöring: Manometern tål rengöring med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensider. OBS! Fukt får inte komma in i manometern.

Data: Manometer för vägg eller bord komplett med korg
Vit skala och vit visare mot svart botten
Yttermått diam. 200 mm alt. fyrkantig 200 x 200 mm
Visartavla diam. 150 mm alt. fyrkantig 150 x 150 mm
Djup väggmodell 140 mm, bordsmodell 155 mm
Vikt väggmodell 500 gram, bordsmodell 950 gram

Väggmodell rund

Art.nr: 103-7020

Bordsmodell fyrkant

Art.nr: 103-7080