

## Kontrollmanometer



Mobil referensmanometer för kontroll av befintliga Blodtrycksmätarmanometrar. Enkel och smidig att flytta runt mellan avdelningar och olika enheter. Tydlig bruksanvisning med tillvägagångssätt medföljer.

Denna manometer är tillverkad enligt europeisk standard EN 1060 enligt generella krav del 1 och kompletterande krav del 2, för mekaniska blodtrycksmätare. De uppfyller EU direktivens fordringar för CE-märkning av medicintekniska produkter och är registrerade hos Läkemedelsverket av AB Henry Eriksson såsom CE-märkt produkt för användning inom svensk sjukvård.

Manometern är graderad från 0 till 300 mmHg i steg om 2 mm och har en felvisning mindre än +/- 3 mmHg.

Referensmanometer monterad i röd plastväska komplett med 500 ml luftbehållare, bollpump med skruvventil, anslutningslang, nipplar, penna och testprotokoll.

Kontrollmanometer                      Art.nr: 104-1500