



Coloplast Dränagepåse

Coloplast Dränagepåse är speciellt utvecklad för dränering och fistelbandagering. Den finns steril eller osteril i tre olika storlekar – mini (100 ml), midi (300 ml) och maxi (500 ml). Samtliga med volymindikator.

Utloppet

Utloppet har en inre diameter på 10 mm och kan anslutas till de flesta nattpåsar utan speciell konnektor. Dränagepåsen kan med fördel kopplas samman med **Conveen** sängpåse.

Volymindikator

Mängden av sekretion avläses säkert och enkelt med hjälp av volymindikatorn på påsen. Det mjuka tyget på baksidan av påsen är behagligt för patienten och minimerar samtidigt risken för hudirritation. Klippguiden på skyddspappret underlättar tillpassningen av hudskyddsplattans starthål och ytterkant.

Backventil och PVC-fri plast

Påsen har backventil som förhindrar sekretionen att rinna tillbaka. Därmed minskar risken för infektion och hudproblem. Det transparenta påsmaterialet gör det enkelt att inspektera innehållet, utan att påsen behöver tas av. Påsen är gjord av mjuk PVC-fri plast.

Coloplast Dränagepåse - förskrivningsbar	Volym	Apoteks- varunr	Artikelnr	Styck/ fp
Osterila	Mini 100 ml	20 00 54	022400	20
	Midi 300 ml	20 00 56	022450	20
	Maxi 500 ml	20 00 57	022500	20
Sterila	Mini 100 ml	84 83 74	022100	10
	Midi 300 ml	84 84 73	022150	10
	Maxi 500 ml	84 85 15	022200	10

Conveen sängpåse, tömbar	Volym	Apoteks- varunr	Artikelnr	Styck/ fp
	1500 ml	24 62 80	050623	30

Miljöfaktaruta

Coloplast fabriker i Danmark, Ungern och Kina är miljöcertifierade enligt den internationella standarden SS/EN/ISO 14001. Övriga fabriker kommer successivt bli certifierade.

Coloplast AB är anslutna till Svensk Förpackningsinsamling/REPA.

Produkt: Efter användning rekommenderar vi att produkten går till sopförbränning med energiutvinning.
Förpackning: Sortera och lämna till förpackningsinsamlingen.
Allt material i Coloplast förpackningar kan återvinnas.