

SPECILAKATETRAR

Dr. Roberts & Tiemann

2-vägs, teflonbelagda med latexkärna



BARD Dr. Roberts tillverkad av latex, PTFE ("teflon") coating på både in- och utsida. Bicoudé spets
Bilaterala dränageögeon.
Rekommenderas för bruk max 4 veckor.



BARD Tiemann tillverkad av latex, PTFE ("teflon") coating på både in- och utsida. Böjd tipp, Coudé spets, för användning på patienter som det är svårt eller omöjligt att sätta en normal kateter med rund nelatontipp. Finns även som 30 ml kateter.
Rekommenderas för bruk max 4 veckor.

| BARD Art.nr | Katetertyp | Längd och Ch | Volym/sterilt vatten |
|-------------|---------------------|-----------------|----------------------|
| 1005LV+ch | Dr. Roberts, 2 vägs | 40 cm, Ch 12-24 | 10 ml |
| 0102V+Ch | Tiemann, 2 vägs | 40 cm, Ch 12-24 | 10 ml |
| 0103V+Ch | Tiemann, 2 vägs | 40 cm, Ch 14-24 | 30 ml |

Bard Norden AB
Box 22210
250 24 Helsingborg

Alla katetrar blir individuellt testade för att garantera funktion och kvalitet.

Tel. 042-38 60 00 Fax 042-38 60 10
support.nordic@crbard.com