

Artikelnummer 5625



Gastro

Papptallrik, ABENA Gastro, Ø15cm, vit, papp

- ✓ Ekonomisk
- ✓ För engångsbruk



Produktbeskrivning

Papptallrik med god kvalitet. Kan användas för alla tillfällen där disk vill undvikas. Tallriken är nedbrytbar eftersom den inte är laminerad.



Produktspecifikationer

Artikelbenämning	Papptallrik
Varumärke	ABENA
Undervarumärke	Gastro
Färg	Vit
Material	Papp
Diameter	15 cm
Vikt, netto	3.46 g
Vikt, brutto	3.46 g
Tjocklek	210 g/m2
Märkningar	Livsmedelsgodkänd
Direktiv, förordningar och lagstiftning	(EG) nr 1935/2004, (EG) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020
Säkerhetsanvisningar och varningar	Får inte användas i vanlig ugn eller mikrovågsugn.
Temperaturlöslig	För alla typer av livsmedel, utom livsmedel som innehåller alkohol, vid temperaturer upp till 70 °C i max 2 timmar.
Instruktioner för produktkassering	Kan slängas med vanligt hushållsavfall.
Instruktioner för förpackningskassering	Kan återanvändas eller förbrännas.

Förpackning

Enhet	Innehåll	Längd	Bredd	Höjd	EAN
kartong	2000 st	59 cm	31 cm	15 cm	5703538949630
fp	100 st	7 cm	15 cm	10.5 cm	5703538949616
st	1 st				



Glasgaffelsymbolen garanterar att produkterna lever upp till de krav som ställs i den europeiska lagstiftningen för material i kontakt med livsmedel. Symbolen är obligatorisk för produkter som kommer i kontakt med livsmedel.



Produkten är tillverkad av
kartong.