



PantiFix Original

Mjuk och bekväm fixeringsbyxa med lite längre ben för både herr och dam.

Designad för säker fixering av inkontinensskydd, för såväl liten som stor inkontinens. Sömmar framtill vilket bidrar till ökad komfort och mindre skav.

Tål ca 150 tvättar i 95 grader.

Produktnamn: PantiFix Original

Art. nr: 416-760 Stl XS

Art. nr: 416-761 Stl S

Art. nr: 416-762 Stl M

Art. nr: 416-763 Stl L

Art. nr: 416-764 Stl XL

Art. nr: 416-765 Stl XXL

Art. nr: 416-766 Stl XXXL



Midjemått (cm)	65-90	72-97	76-101	80-105	90-115	100-125	110-135
Storlek	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL

Certifiering



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100



Material

Tyg 92% kammad bomull och 8% elastan

Övrigt: Fri från latex, parfym och hudvårdande produkter.

Tvättråd

Tvättas i 95 grader, torktumlas max 70 grader.

Inget mjukmedel. Ej kemtvätt.

Krymper max 8 % efter första tvätt.

