



## UniFix Original

Mjuk och bekväm fixeringsbyxa i klassisk modell för både damer och herrar.

Tvättbar bomullsmodell designad för säker fixering av inkontinensskydd, för såväl liten som stor inkontinens.

Byxan har sömmar framtill vilket bidrar till ökad komfort och mindre skav.

Tål ca 150 tvättar i 95 grader.

**Produktnamn: UniFix Original**

**Art. nr:** 1058-760 Stl XS

**Art. nr:** 1058-761 Stl S

**Art. nr:** 1058-762 Stl M

**Art. nr:** 1058-763 Stl L

**Art. nr:** 1058-764 Stl XL

**Art. nr:** 1058-765 Stl XXL

**Art. nr:** 1058-766 Stl XXXL



**Midjemått (cm)**  
**Storlek**

56-79	60-85	64-89	70-95	76-101	82-107	88-113
XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL

**Certifiering**



**OEKO-TEX®**  
CONFIDENCE IN TEXTILES  
**STANDARD 100**



**CE**

**Material**

Tyg 92% kammad bomull och 8% elastan

Övrigt: Fri från latex, parfym och hudvårdande produkter.

**Tvättråd**

Tvättas i 95 grader, torktumlas max 70 grader.

Inget mjukmedel. Ej kemtvätt.

Krymper max 8 % efter första tvätt.

