

Skin Care
at Work

Sterisol

STERISOL SWEDEN Flytande Tvål

Egenskaper

En väl beprövad, syntetisk, flytande tvål.

Eftersom det är en syntetisk tvål, kan den användas på hela kroppen. Den kan användas i miljöer med hårt och/eller salt vatten. Produktens pH-värde är ca 5.



Användningsområde

Den här tvålen är lämplig för handtvätt i varje situation där en mild tvål är önskad och kan användas.

Den är ett bra val för offentliga miljöer, skolor och institutioner där man använder öppna, påfyllbara dispensrar.



Innehåll

Aqua, Sodium Laureth Sulfate (tensid - anjon), Glycereth-2 Cocoate (skumstabilisator), Glycerin (återfuktare), Sodium Cocoamphoacetate (tensid - amfotär), Sodium Chloride (förtjockare - koksalt), Citric Acid (pH-reglerare), Phenoxyetanol (konserveringsmedel), Benzoic Acid (konserveringsmedel), Dihydroacetic Acid (konserveringsmedel), Piroctone Olamine (konserveringsmedel)

Förp	Art nr	Antal i förp	Antal förp/pall	Antal på pall	EAN-kod	Förp mängd/ liter produkt
5 l	4461	3	36	108	7392173044619	50,4 gram
0,75 l	4822	12	40	480	7392173048228	103 gram