



## KATETRAR NELATON & TIEMANN

För att tillgodose efterfrågan på DEHP fria produkter kan vi nu erbjuda ett komplett sortiment av tappningskatetrar som fortfarande är smidiga utan att innehålla DEHP.

- Tappningskatetrar
- Engångs, längd, 40 cm samt 23 cm
- Sterilt 1-st-förp i peel-pack
- Nelaton katetrar 40 cm finns i stl 6 ch - 20 ch
- Nelaton katetrar 23 cm finns i stl 6 ch - 16 ch
- Tiemann katetrar (böjd tip) 40 cm finns i stl 8 ch - 18 ch
- Material: DEHP fri PVC

Artikelnr.	Storlek	Färg	Avd./Trpt.fp
<b>Nelaton kateter - 40 cm (manlig)</b>			
60613106-1	Nr 06	grön	100/600
60613108-1	Nr 08	blå	100/600
60613110-1	Nr 10	svart	100/600
60613112-1	Nr 12	vit	100/600
60613114-1	Nr 14	ljusgrön	100/600
60613116-1	Nr 16	orange	100/600
60613118-1	Nr 18	röd	100/600
60613120-1	Nr 20	gul	100/600
<b>Nelaton kateter - 23 cm (kvinnlig)</b>			
60613406-1	Nr 06	grön	100/600
60613408-1	Nr 08	blå	100/600
60613410-1	Nr 10	svart	100/600
60613412-1	Nr 12	vit	100/600
60613414-1	Nr 14	ljusgrön	100/600
60613416-1	Nr 16	orange	100/600
<b>Tiemann kateter - 40 cm</b>			
60613610-1	Nr 10	svart	100/600
60613612-1	Nr 12	vit	100/600
60613614-1	Nr 14	ljusgrön	100/600
60613616-1	Nr 16	orange	100/600

avd fp = minsta kvantitet / beställning

Nelaton



Tiemann

