



Fingerförband Tubgas Singlefix


Vadderat steril

| Leverantör art.nr. | Storlek | Antal i avdelningsfp | Antal i transportfp |
|--------------------|---------|----------------------|---------------------|
| 570019 | Small | 100 | 1000 |
| 570012 | Medium | 100 | 1000 |
| 570037 | Medium | 25 | 1500 |
| 570004 | Large | 100 | 1000 |

Produktbeskrivning

Singlefix är ett sterilt fingerförband tillverkat av trikåslang (gasväv) samt "stötdämpande" och resorberande polyesterskum. Fingerförbandet är lätt att få på plats och skyddar utan att irritera huden. Det säkras med en enkel knut vid handleden. Fingerförbanden är fria från latex, PVC och ftalater.

Instruktioner



Produktmärkning

