



Artikelnummer 5191



Gastro

Vit kaffekopp, ABENA Gastro, 7,8cm,
Ø7,2cm, 20,5 cl, PE/papp, 7 oz

✓ Perfekt att trycka en logotyp på



Produktbeskrivning

Coffee to go-kopp i vit design. Den jämna ytan på koppen gör att den perfekt att trycka din egen logotyp på.



Produktspecifikationer

Artikelbenämning	Vit kaffekopp
Varumärke	ABENA
Undervarumärke	Gastro
Egenskaper	7 oz
Material	PE, papp
Höjd	7.8 cm
Diameter	7.2 cm
Vikt, netto	4.5 g
Vikt, brutto	4.5 g
Volym, netto	20.5 cl
Volym, brutto	21 cl
Tjocklek	200 g/m ²
Belägningens tjocklek	18 g/m ²
Märkningar	Livsmedelsgodkänd
Direktiv, förordningar och lagstiftning	(EG) nr 1935/2004, (EG) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020, (EG) nr 10/2011
Säkerhetsanvisningar och varningar	Använd inte i vanlig ugn eller mikrovågsugn.
Förvaringsinstruktioner	Lagras rent och torrt.
Temperaturlöslighet	0 till 100 °C
Instruktioner för produktkassering	Kan slängas med vanligt hushållsavfall.
Instruktioner för förpackningskassering	Kan återanvändas eller förbrännas.

Förpackning

Enhet	Innehåll	Längd	Bredd	Höjd	EAN
kartong	2000 st	58 cm	38 cm	38 cm	5703538167676
fp	50 st	36 cm	7 cm	7 cm	5703538167669
st	1 st				5703538167652

