

## Wellion 33G lansetter



Wellion 33G är en lansett för en skonsam blodtagning. Den är utrustad med ett skyddande lock och en tunn nål för nästan smärtfri blodprovstagning. Nålen är har en extra tunn slipning vilket gör den perfekt för barn och människor med känslig hud.

Lansetten är kompatibel med alla vanliga blodprovstagare på marknaden utom AccuChek Softclix och Securject Pro blodprovstagare.

OneMed artikelnummer	Leverantörsartikelnummer	Leverantör	AVDFP
1012660	WELL207	Med Tust	100 st