



Infuvalve® | Produktdatablad

Backventil för säker parallell infusion

Beskrivning

- Ett effektivt teknisk försiktighetsåtgärd för att höja säkerheten för komplexa infusionssystem.
- Normalt stängd ventil som öppnas med lågt tryck (≤ 20 mbar)
- Förhindrar återflöde av vätska/ blod i infusionsslängen. Min. stängnings flöde ≤ 0.1 ml/h
- Motverkar över- och underdosering liksom mot bolusinfusioner
- Bibehåller pumpens larmfunktion
- Flödes hastighet >90 ml/min
- Flödesreduktion = 18%
- Testad upp till 6 bar.



12:118:AN2 Utgåva 1:13

| Infuvalve® | Beskrivning | Avd.fp | Artikelnummer |
|------------|-----------------------------------|--------|---------------|
| | Backventil för parallell infusion | 50 | 4094000N |