



<b>Produktnamn:</b>	<b>bionector<sup>®</sup> arteriell</b>
<b>Artikelnummer:</b>	896.11
<b>Anslutningar:</b>	360
<b>Flödeshastighet:</b>	105 ml/min
<b>Fyllnadsvolym:</b>	0,02 ml
<b>Avdelningsförpackning:</b>	50 st
<b>Transportförpackning:</b>	2400 st
<b>Material:</b>	Polycarbonate, Polyisoprene och rostfritt stål
<b>Övrig information:</b>	Arteriell injektionsventil i blisterförpackning. Latexfri och PVC-fri
<b>Produkten är CE-märkt:</b>	Ja