



<b>Produktnamn:</b>	<b>bionector<sup>®</sup> octopus<sup>®</sup> 1</b>
<b>Beskrivning:</b>	Injektionsventil med förlängningsslang
<b>Artikelnummer:</b>	5222.014
<b>Anslutningar:</b>	360
<b>Längd förlängningsslang:</b>	10 cm
<b>Fyllnadsvolym:</b>	0,29 ml
<b>Avdelningsförpackning:</b>	50 st
<b>Transportförpackning:</b>	600 st
<b>Material:</b>	PUR, Polycarbonate, Polyisoprene, Polyethylene och rostfritt stål. Latexfri och PVC-fri
<b>Produkten är CE-märkt:</b>	Ja