



Tissueservett för dispenser 33 x 32 cm Vit 1-lagers, 4500 St/kart (6 x 750 St)

Platsbesparande, perfekt för diskar och barer, minimerar onödigt slöseri av servetter. Det ekonomiska valet. Perfekt för informella frukostar, luncher och mellanmål. Ju fler lager, desto bättre hållbarhet. Komposterbar.

- Kan användas i dispenser
- Det ekonomiska valet
- Ju fler lager, desto bättre hållbarhet
- Komposterbara

Artikelinformation

Artikelnummer	135507	Hållbar	✓
Varumärke	DUNI		
Materialkvalitet	Tissue		
Ursprungsland	Polen		
Säsong	Året runt		

Certifieringar



Tillbehör

Logistikinformation för 135507

Tullkod	48183000
---------	----------

Konsumentenheter (CU)

Styck per CU	750
Bruttovikt per CU (g)	1 238
Emballagevikt per CU (g)	47
Längd × bredd × höjd (mm)	170 x 280 x 170
CU-volym (dm3)	8

CU-streckkodsnr



Försäljnings-/leveransenheter (SKU)

CU per SKU	6
Bruttovikt per SKU (g)	7 978
Emballagevikt per SKU (g)	550
Längd × bredd × höjd (mm)	503 x 293 x 366
SKU-volym (dm3)	53

SKU-streckkodsnr



Lastpall

SKU per lager	6
SKU per last	18
Lastens bruttovikt (kg)	165
Längd × bredd × höjd (mm)	1 200 x 800 x 1 248
Lastens Volym (dm3)	1 198

Dokument

https://mediabank.duni.com/doc/135507_PI_en.pdf

Vi finns här för att hjälpa dig.
Support och beställningar:
Telefon: +46 40 106200
Adress: kundservice.malmo@duni.com

DUNI
GROUP