

Det pålitliga valet av en hudvänlig, allsidig mikroporös kirurgisk tejp

3M™ Micropore – flexibel och andningsbar universaltejp



Egenskaper:

- Hudvänlig och med god vidhäftningsförmåga
- Flexibel papperstejp som andas
- Lämnar minimalt med häftämnesrester på huden vid borttagning

Användningsområden:

- Allmän fixering
- Förbandsfixering
- Fixering av medicinteknisk utrustning
- Idealisk för intakt hud

Ryggmaterial: Nonwoven av cellulosa

Häftämne: Akrylatbaserat

3M Micropore vit med hållare		
3M Art.nr	Storlek	Antal/fp
1535-0	1,2 cm x 9,1 m	24
1535-1	2,5 cm x 9,1 m	12
1535-2	5 cm x 9,1 m	6
3M Micropore vit utan hållare		
3M Art.nr	Storlek	Antal/fp
1530-0	1,2 cm x 9,1 m	24
1530-1	2,5 cm x 9,1 m	12
1530S-1	2,5 cm x 1,37 m	100
1530-2	5 cm x 9,1 m	6
1530-3	7,5 cm x 9,1 m	4
3M Micropore brun utan hållare		
3M Art.nr	Storlek	Antal/fp
1533-0	1,2 cm x 9,1 m	24
1533-1	2,5 cm x 9,1 m	12
1533-2	5 cm x 9,1 m	6