



Tubnät Carefix

För fixering av IV-kopplingar

Leverantör art.nr.	Tillverkare art.nr.	Storlek	Användningsområde
015151-01.01.063	151-01	Small	Arm (barn)
015151-03.01.064	151-03	Medium	Arm (barn/vuxen)
015152-05.01.065	151-05	Large	Arm/ben (vuxen)
015152-07.01.066	151-07	X-Large	Ben (vuxen)

Produktbeskrivning

- Elastisk tubformad förbandsfixering
- Retention av förband och bandage på arm/ben/hand/fot
- Hög och hållbar elasticitet
- Smidig, andas, bekväm och mjuk mot huden
- Snabb och enkel att använda – färdiga längder som är färdiga att använda
- De två minsta storlekarna har förskuren öppning för tummen

Material

70% polyamid, 21% elastan, 9% polyester. Latexfri. Tvättbar.

Produktmärkning

