

## Drug Admixture

**Mini-Spike® 2** – Sluten uppdragskanyl för injektion eller aspiration av vätska från injektionsflaskor eller halvstyva infusionsförpackningar.



Mini-Spike® 2











Mini-Spike® 2  
Filter



Mini-Spike® 2  
Chemo

- + Med avtorkbar nålfri ventil
- + För alla injektionsflaskor och halvstyva infusionsförpackningar 3-1000 ml.
- + Sluten system hindrar läckage
- + Minimerar kemisk och mikrobiologisk kontamination

Artikel	Beskrivning	Avd. fp.	PVC-fri	Latex-fri	Art.nr	Varunr.
<b>Mini-Spike® 2, med 0.45 µm bakteriefilter</b>						
 	Standard spets - med integrerad Safeflow ventil	50	•	•	4550590	
<b>Mini-Spike® 2 Filter, med 0.45 µm bakterie- och 5 µm partikelfilter</b>						
  	Standard spets - med integrerad Safeflow ventil	50	•	•	4550591	
<b>Mini-Spike® 2 Chemo, med 0.2 µm aerosol- och 5 µm partikelfilter</b>						
  	Standard spets - med integrerad Safeflow ventil	50	•	•	4550592	