

2-Lagers kompressionssystem



- Tryckindikator säkrar rätt tryck
- Lätt att applicera – även runt hälen
- Patienten kan använda vanliga skor
- Kan användas upp till 7 dagar
- QR-kod med länk till lindningsinstruktion
- För två storlekar - ankel 18-25 cm och 25-30
- Vanlig version (40mmHg) och Lite variant
- För ödemreduktion
- För behandling av bensår
- Latexfri (alla varianter)



ABPI >0.8

JOBST® Compriz

För venösa sår
Ger 40 mmHg tryck vid ankel



18-25 cm

25-32 cm

ABPI 0.5 - 0.8

JOBST® Compriz Lite

För blandsår (mix venöst och arteriellt)
• Ger 20-30 mmHg tryck vid ankeln



18-25 cm

25-32 cm



Lager 1: Polyesterbaserad polstervadd belagd med PU-skum på utsidan
Fuktgenomsläpplig
Töjbart i alla riktningar

Lager 2: Lågelastisk kohesiv kompressionsbinda i bomull, med kompressionsindikator

Art nr	Modell	Fp/st	Trp/st
76271-00	JOBST Compriz2, ankelomfång 18-25 cm, tryck 40 mmHg	1	10
76271-01	JOBST Compriz 2, ankelomfång 25-32 cm, tryck 40 mmHg	1	10
76271-02	JOBST Compriz 2 Lite, ankelomfång 18-25 cm, tryck 20-30 mmHg	1	10
76271-03	JOBST Compriz 2 Lite, ankelomfång 25-32 cm, tryck 20-30 mmHg	1	10

KONTRAIKATIONER: Grav arteriell insufficiens, obehandlad hjärtsvikt, flebit