

SpeedBlocks



SpeedBlocks är utvecklade för maximalt stöd men med bibehållen hygien. Med en enkel fyrstegsteknik kan du fixera patienten oavsett huvudstorlek. Efter användandet byter du bara ut engångsdynorna och huvudremmarna.

Kan användas vid röntgen, MRI- och CT-undersökningar.



- Material: Tillverkad av hållbar HDPE-plast
- Latexfri

SpeedBlocks tillverkas av Laerdal Medical.

SpeedBlocks

Produkt	Artnr
SpeedBlocks Startpaket	983090
SpeedBlocks utbytesdyna + rem, 5-pack	983096