



Artikelnummer 5516

Gastro

Kaffebägare, Abena Gastro, 9cm, Ø8cm,
24 cl, vit, PE/papp, 8 oz

✓ Perfekt att trycka en logotyp på



Produktbeskrivning

Coffee to go-kopp i vit design. Den jämna ytan på koppen gör att den perfekt att trycka din egen logotyp på.



Produktspecifikationer

Artikelbenämning	Kaffebägare
Varumärke	Abena
Undervarumärke	Gastro
Färg	Vit
Features	8 oz
Material	PE, papp
Höjd	9 cm
Diameter	8 cm
Vikt, netto	7.2 g
Volym, netto	24 cl
Volym, brutto	28 cl
Tjocklek	300 g/m ²
Belägningens tjocklek	18 g/m ²
Tolerans	0,02
Märkningar	Livsmedelsgodkänd
Direktiv, förordningar och lagstiftning	Livsmedel godkänd enligt 1935/2004 / EU
Säkerhetsanvisningar och varningar	Använd inte i vanlig ugn eller mikrovågsugn.
Förvaringsinstruktioner	Lagras rent och torrt.
Temperaturlöslighet	För alla typer av livsmedel, utom fettprodukter vid temperaturer upp till 100 °C i max 1 timme. Fettprodukter vid temperaturer upp till 60 °C i max 3 timmar.
Instruktioner för produktkassering	Kan slängas med vanligt hushållsavfall.
Instruktioner för förpackningskassering	Kan återanvändas eller förbrännas.

Förpackning

Enhet	Innehåll	Längd	Bredd	Höjd	EAN
kartong	1000 st	0.41 m	0.335 m	0.42 m	5703538259487
fp	50 st	0.08 m	0.08 m	0.4 m	5703538259470
st					



Symbolen med glas och gaffel garanterar att produkten har testats i enlighet med europeisk lagstiftning och godkänts för kontakt med livsmedel. Symbolen är obligatorisk för produkter som kommer i kontakt med livsmedel.



Produkten har ett ytskikt i LDPE (PE med låg densitet).



Trycket kan anpassas.



Produkten är tillverkad av kartong.