


Produktblad Näringspreparat med tillbehör


Endagspumpset

Medela har tagit fram detta endagspumpset specifikt för användning med bröstpumpen Symphony med 2-Phase Expression teknologi. Setet innehåller en PersonalFit Brösttratt (som finns i tre olika storleksalternativ), en anslutningsdel, ett ventilmembran samt en slang i PVC. Membranhatt, skyddsmembran och engångsflaska för Symphony ingår inte i setet men vid komplettering av dessa så har man alla pumpdelar som behövs för att uppfylla strikta hygienstandarder. Resultatet: ett komplett system för den bästa bröstpumpen. Ready To Use.



Engångsflaska

Bröstmjölksflaskorna har gradmarkeringar så att användaren snabbt kan kontrollera hur mycket bröstmjolk som har drivits ut. Engångsflaskorna för bröstmjolk på 80 respektive 150 ml täcker de flesta allmänna sjukhusbehov när det gäller pumpning, förvaring och matning av bröstmjolk. Ready To Use. Fri från Bisfenol-A.



008.0179	Endagspumpset, brösttrattstorlek 24 mm	PP, TPE, PVC, Silikon	CE-märkt
008.0180	Endagspumpset, brösttrattstorlek 27 mm	PP, TPE, PVC, Silikon	CE-märkt
008.0181	Endagspumpset, brösttrattstorlek 30 mm	PP, TPE, PVC, Silikon	CE-märkt
200.2957	Engångsflaska, 80 ml	PP	CE-märkt
200.2956	Engångsflaska, 150 ml	PP	CE-märkt