



558008

Tork Dispenser Mini Centrummatad

Tork® Dispenser Mini Centrummatad i Elevation design är en kompakt och mångsidig lösning för arbetsmiljöer där det är nödvändigt att kunna torka av både händer och ytor. Med den obegränsade utmatningsfunktionen kan användaren ta så mycket som behövs och torka av ytor snabbt. Elevation dispensrarna har en funktionell och modern design.

- Förbättrad total hygien tack vare enkel städning
- Mångsidig låsmekanism som förhindrar felaktig användning
- Lätt att använda med endast en hand
- Beröringsfri dispensering för flexibilitet och för att motverka smittspridning



Think ahead.

Tork Dispenser Mini Centrummatad

Produktdata

System
M1

Material
Plast

Längd
17.4 cm

Bredd
16.5 cm

Höjd
32.1 cm

Färg
Svart

Kompatibla produkter



[100130](#)
Tork
Avtorkningspapper
1-lager



[101221](#)
Tork
Avtorkningspapper
Plus



[120123](#)
Tork Basic Papper
1-lagers



[120144](#)
Tork Basic Papper
1-lagers

Leveransdata

	Konsument-förpackning (CON)	Transport-förpackning (TRP)	Pall (PAL)
EAN	7322540349351	7322540349351	7322540379587
Förpacknings-material	Carton	Carton	
Antal	1	1 (1 CON)	120 (120 TRP)
Bruttovikt	952 g	1 kg	114.24 kg
Höjd	339 mm	339 mm	1845 mm
Längd	175 mm	182 mm	1200 mm
Bredd	182 mm	175 mm	800 mm
Nettovikt	737 g	0.7 kg	88.44 kg
Volym	10.8 dm ³	10.8 dm ³	1.3 m ³