

## Doseringspump 5 Röd 10 ml,

10 ml

62526002

### Doseringspump

Doseringspump för 5 liter dunk. Ger exakt dosering för ekonomisk och miljöriktig användning av rengöringsprodukter.

- Till 5 liter dunk
- Exakt dosering
- Återanvändningsbar

#### Användning

Till 5 liter dunk med 40 mm gänga. 10 ml.  
Passar för produkter med pH mellan 4 - 10.

#### Metod

Ett fullt tryck ger rätt dosering.

#### Dosering

Röd, doserar 10 ml/tryck.



Allmänt	Teknisk data	Leveransinformation
<b>Artikelnummer</b> 62526002	<b>Färg</b> Vit	<b>EAN13</b> 7319515260025
<b>Förpackning</b> 10 ml	<b>Hållbarhet</b> Minst hållbar i 30 månader	<b>Enhet/kartong</b> 120
<b>Varumärke</b> Nordex		<b>Enhet/pall</b> 1440
<b>Ursprungsland</b> Storbritannien		<b>Minsta lev. enhet</b> 4
		<b>Vikt/enhet</b> 56 g
		<b>Mått/enhet</b> 358x120x50 mm

Produkten endast avsedd för professionellt bruk. Säkerhetsdatablad finns att tillgå på [www.nordexia.com](http://www.nordexia.com)