

Behållare för Flytande läkemedelsavfall



Med vår behållare säkerställer ni att ert flytande läkemedel tas om hand korrekt och att det inte hamnar i naturen eller i felaktiga händer.

Uppsamlingsbehållare för engångsbruk
Flytande läkemedel används i flera olika sammanhang inom vården. Framförallt på operation- och narkosavdelningar men även på vårdavdelningar.

För att skapa en säker, effektiv och miljövänlig hantering av flytande läkemedel har Plastsystem utvecklat en unik uppsamlingsbehållare för engångsbruk. Med vår behållare säkerställer ni att ert flytande läkemedel tas om hand korrekt och att det inte hamnar i naturen eller i felaktiga händer.

Hantering av flytande läkemedelsavfall
För att minimera riskerna vid hantering av flytande läkemedel samt spara tid och få en bättre arbetsmiljö har vi utvecklat en uppsamlingsbehållare för engångsbruk med ett speciellt slutet system som underlättar läkemedelshanteringen hela vägen från operationsrummet till destruktion. Behållaren, som passar de flesta akutvagnar i Sverige, kan användas vid varje operativt ingrepp på våra sjukhus eller på annan plats där man använder flytande läkemedel.

Säkerhet, miljö och effektivitet

Uppsamling vid "källan", ingen risk att avfallet kommer på villovägar. Läkemedelsavfall skall destrueras genom förbränning. Behållaren är nära till hands för snabb kassering. Tydliga instruktioner, ingen specialkunskap krävs.

Behållaren är lättplacerad.



Flytande läkemedel och sprutor separeras.



FAKTA

Artikel nr. 8648S

Mått: (c:a) längd 135 mm

Bredd: 95 mm

Höjd: 65 mm

Volym: c:a 4,5 dl

Material:

Gult lock 26gr PP Återvunnen PCR

Svart plugg 1gr PA Återvunnen PIR

Vit behållare 22gr PP natur

