


evercare<sup>®</sup> Slanghållare, 2,5 x 30 cm

REF: 1498-01

evercare<sup>®</sup> Slanghållare, steril, är en självhäftande slanghållare med kardborrband för enkel fixering av slangar m.m. under kirurgiska ingrepp

## Egenskaper

- ▶ Enkel fixering av slangar




2,5 x 30 cm

REF	Beskrivning	Storlek	Antal dispenser/transport kartong
1498-01	Slanghållare, steril	2,5 x 30 cm	60 / 240

Försäljningsenhet: Transportförpackning

## Förordningar

Produkten uppfyller lagstadgade krav för medicintekniska produkter. Steriliserad med EO (etylenoxid) enligt giltig version av ISO 11135-standard.



**REACH förordning:**

De produkter som omfattas av detta datablad innehåller inga ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska (CMR), inklusive några särskilt farliga ämnen (SVHC) enligt den senaste tillgängliga versionen av Kandidatlistan som publicerats av Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA).

**Biologisk utvärdering:**

EN ISO 10993-01  
EN ISO 10993-7

**I enlighet med legala krav:**

Förordningen om Medicintekniska Produkter (EU) 2017/745

**Uppfyller produktstandard:**

EN ISO 11135

**Kvalitetsstandarder:**

EN ISO 13485

**Etiketter och förpackningskrav:**

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN ISO 11607-1

## Material

Komponent	Råmaterial och egenskaper
Kardborr-	Polyamid/polyuretan
band	PET

## Varningar och rekommendationer

<b>Varningar</b>	Engångsprodukt. Om produkten återanvänds, kan produktens prestanda försämrats och korskontaminering kan uppstå. Får ej användas om förpackningen är skadad.
<b>Förvaringsrekommendationer</b>	Rekommenderad lagring i rent, torrt utrymme i rumstemperatur. Produkten ska skyddas mot direkt solljus, andra starka ljuskällor och ozon.
<b>Avfallshantering</b>	Avfallet hanteras i enlighet med lokala föreskrifter
<b>Hållbarhetstid</b>	5 år

## Förpackningsinformation

Förpackning	Material	Storlek ( L x V x H ) mm
<b>Enhetsförpackning</b>	Medicinskt papper, Transparent	150 x 290
<b>Dispenserförpackning</b>	TCF eller ECF kvalitet	265 x 143 x 234
<b>Transportförpackning</b>	TCF eller ECF kvalitet	545 x 310 x 246
<b>Förpackningstejp</b>	Transparent	N/A

## Streckkod / UDI-DI

REF	Enhetsförpackning	Dispenserförpackning	Transportförpackning
<b>1498-01</b>	06438129120639	06438129320633	06438129520637

Evercare Medical AB är en partner som stödjer vårdgivare och patienter för att förbättra vårdresultaten, sänka de totala vårdkostnaderna och säkerställa en rättvis och hållbar värdekedja.