

## evercare<sup>®</sup> MediKit tvättset, stort, sterilt

REF: 050184-01

evercare<sup>®</sup> Tvättset, stort, sterilt är ett kompakt sterilt set med tillbehör för hudinfektion.

### Egenskaper

- ▶ 1 Plastbricka, 2 fack, 182x98x25 mm
- ▶ 8 Rundtork diam. 50 mm
- ▶ 1 Laminerat papper, 60 x 90 cm
- ▶ 1 Pincett
- ▶ 1 Laminerat papper 60 x 90 cm (Omslag till bricka)




REF	Beskrivning	Storlek	Antal dispenser/transport kartong
050184-01	Tvättset nonwoven, stort, sterilt	Ej tillämpligt	30 / 60

Försäljningsenhet: Transportförpackning

## Förordningar

Produkten uppfyller lagstadgade krav för medicintekniska produkter. Steriliserad med EO (etylenoxid) enligt giltig version av ISO 11135-standard.



### REACH förordning:

De produkter som omfattas av detta datablad innehåller inga ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska (CMR), inklusive några särskilt farliga ämnen (SVHC) enligt den senaste tillgängliga versionen av Kandidatlistan som publicerats av Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA).

### Biologisk utvärdering:

EN ISO 10993-5  
EN ISO 10993-7  
EN ISO 10993-10

### I enlighet med legala krav:

Direktiv 93/42/EEC för Medicintekniska Produkter

### Uppfyller produktstandard:

EN ISO 11135

### Kvalitetsstandarder:

EN ISO 13485

### Etiketter och förpackningskrav:

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN ISO 11607-1

## Material

Komponent	Råmaterial och egenskaper
1 Plastbricka, 2 fack, 182x98x25 mm	PS
8 Rundtork diam. 50 mm	Rayon/polyester, vit
1 Laminerat papper, 60 x 90 cm	PE, blå/vit
1 Pincett	PS, grön
1 Laminerat papper 60 x 90 cm (Omslag till bricka)	PE, blå/vit

## Varningar och rekommendationer

<b>Varningar</b>	Engångsprodukt. Om produkten återanvänds, kan produktens prestanda försämrans och korskontaminering kan uppstå.
<b>Förvaringsrekommendationer</b>	Rekommenderad lagring i rent, torrt utrymme mellan 0 - 25 °C. Produkten ska skyddas mot direkt solljus, andra starka ljuskällor och ozon.
<b>Avfallshantering</b>	Avfallet hanteras i enlighet med lokala föreskrifter
<b>Hållbarhetstid</b>	5 år

## Förpackningsinformation

Förpackning	Material	Storlek ( L x V x H ) mm
<b>Enhetsförpackning</b>	Medicinskt papper, Plastic film	256 x 197
<b>Dispenserförpackning</b>	Kartong, TCF eller ECF kvalitet	378 x 283 x 410
<b>Transportförpackning</b>	Kartong, TCF eller ECF kvalitet	590 x 390 x 430
<b>Förpackningstejp</b>	PVC-fri, Transparent	N/A

## Streckkod / UDI-DI

REF	Enhetsförpackning	Dispenserförpackning	Transportförpackning
<b>050184-01</b>	06937935310017	06937935340014	06937935370011

Evercare Medical AB är en partner som stödjer vårdgivare och patienter för att förbättra vårdresultaten, sänka de totala vårdkostnaderna och säkerställa en rättvis och hållbar värdekedja.