



Antibac

Handdesinfektionsservetter



Desinfektionsservett för händer

Antibac Desinfektionsservett för händer i smart rör är effektiv mot bakterier, svamp och vissa typer av virus. Tillsatsen av glycerin som återfuktningssmedel gör att huden behåller sin naturliga fuktighetsbalans och hindrar därmed uttorkning.

Produkten består av ca 85 vol% denaturerad etanol.

Användningsområde För desinfektion av händer inom barnomsorg, äldreomsorg eller inom hälso- och sjukvården. Passar även bra att ha i utryckningsfordon, vid servering och matställen, på kontor och på nattduksbordet för sängliggande patienter.

Produktegenskaper Extra tjock duk, 17 x 22 cm
Dermatologiskt testad

Bruksanvisning Applikation: Gnid in händerna med en servett så de är fuktiga i 30 sekunde

Sammansättning Aktiva ämen

Etanol

2-propanol

Glycerin

2-Metyl-2-propanol

Förpackningsvolym / Artikelnr.	Transport krt.	Artikelnr.	GTIN	GTIN (krt)
6 x 70 st		601550	7054955015506	7054958015503



**Ytterligare
information**

Kontrollera att den tryckta eller utskrivna broschyren är aktuell på vår hemsida www.kiilto.se eller genom att kontakta vår kundtjänst på info.klc.se@kiilto.com.