

# Provox fastsättningsprodukter

Skillnader i anatomi, hudtyper och användningssituationer är viktiga när det gäller att hitta en lämplig fastsättningsprodukt för HME-kassetten eller Provox FreeHands FlexiVoice (talventil). Provox-systemet erbjuder ett komplett sortiment av fastsättningsprodukter.

## Provox® StabiliBase™

Särskilt lämplig för "handsfree"-tal med Provox FreeHands FlexiVoice

Den innovativa Provox StabiliBase designen förenklar applicering, erbjuder stöd under "handsfree"-tal, och ökar plåstrets hållbarhetslängd för de flesta användare.

Provox StabiliBase finns även i OptiDerm material, Provox StabiliBase OptiDerm för användare med känslig hud.

Provox StabiliBase	Antal	REF
StabiliBase	1	7299
StabiliBase	15	7289
StabiliBase OptiDerm	5	7328
StabiliBase OptiDerm	15	7318

Icke-steril, för engångsbruk.

- Särskilt lämpligt för "handsfree"-tal
- Förbättrad passform för djupa trakeostoman
- Stark vidhäftning på huden




## Provox® XtraBase

Tack vare den speciella formen och den förstärkta delen i mitten är Provox XtraBase idealiskt för användare med ett djupt trakeostoma.

Provox XtraBase har en stark vidhäftning på huden och kan användas för "handsfree"-tal.

Provox XtraBase	Antal	REF
Provox XtraBase	20	7265

Icke-steril, för engångsbruk.



## Provox® Round, Provox® Oval och Provox® Plus-plåster

Våra ovala och runda plåster är huvudsakligen avsedda för personer med ett normalt trakeostoma och normal hud. Plusdesignen har en extra stor kontaktyta och är avsedd för användare som behöver ett större plåster som ger mer stöd.

Provox FlexiDerm har en stark vidhäftning men är ändå mjukt och flexibelt. Därför är Provox FlexiDerm lämpligt för personer med ett normalt trakeostoma som behöver en stark vidhäftning.

Provox Adhesive FlexiDerm	Antal	REF
FlexiDerm Round	20	7253
FlexiDerm Oval	20	7254
FlexiDerm Plus	20	7331

Icke-steril, för engångsbruk.



FlexiDerm Round



FlexiDerm Oval



FlexiDerm Plus

Provox OptiDerm består av ett hudvänligt hydrokolloidmaterial och rekommenderas för användare med tillfällig eller kronisk hudkänslighet.

Provox OptiDerm är även lämpligt de första dagarna efter operationen.

Provox Adhesive OptiDerm	Antal	REF
OptiDerm Round	20	7255
OptiDerm Oval	20	7256
OptiDerm Plus	20	7332

Icke-steril, för engångsbruk.



OptiDerm Round



OptiDerm Oval



OptiDerm Plus

Provox® Regular är ett transparent plåster med normal vidhäftning som är lätt att ta bort.

Provox Adhesive Regular	Antal	REF
Regular Round	20	7251
Regular Oval	20	7252
Regular Plus	20	7330

Icke-steril, för engångsbruk.



Regular Round



Regular Oval



Regular Plus

