

Perform Stentvål Special Originalalet

Parfumerad:

1 liters förpackning artnr: 02-701P
12 x 1 liter per kartong
40 x 12 x 1 liter per pall (480 liter)

5 liters förpackning artnr: 02-711P
3 x 5 liter per kartong
48 x 3 x 5 liter per pall (720 liter)

25 liters dunk artnr: 02-1163P
200 liters fat artnr: 02-721P
1000 liters IBC artnr: 02-722P



Bra Miljöval

Bra miljöval
1 liters förpackning artnr: 02-701
12 x 1 liter per kartong
40 x 12 x 1 liter per pall (480 liter)

5 liters förpackning artnr: 02-711
3 x 5 liter per kartong
48 x 3 x 5 liter per pall (720 liter)

25 liters dunk artnr: 02-1163
200 liters fat artnr: 02-721
1000 liters IBC artnr: 02-722

Perform Stentvål Special Originalalet är ett golvrengöringsmedel i koncentrat för manuell rengöring alternativt maskinell rengöring och underhåll av alla vattentåliga golv. Perform Stentvål Special Originalalet är både ett golvrengöringsmedel och ett impregneringsmedel. Perform Stentvål Special Originalalet reagerar med kalken i kalkhaltiga stenmaterial och är en neutral miljöanpassad produkt för impregnering, skydd, rengöring och daglig vård av alla sorters stengolv (marmor, kalksten, skiffer, granit, betong och terrazzo (cementmosaik) och kan med fördel även användas på oglaserade golv av konststen så som kakel, klinkers, terracotta och granitkeramik samt oljade trägolv och obehandlade eller vaxade linoleummattor.

Stentvål Special rengör och skyddar i ett moment och lämnar inga vattenränder. Ytan blir starkt vatten- och smutsavvisande vilket även underlättar städning samt ökar golvet livslängd. Ytan blir inte diffusionstät utan andas. Produkten bildar ett extremt tunt skikt (monomolekylärt) av vattenfrånstötande kalkvål. Vattenlöslig smuts hindras från att tränga ner i ytans mikroporer. Ytan kan få en svagt mörkare färgton i och med att ytan blivit återfettad och skyddad. Prova alltid produkten på en undanskymd plats för att kontrollera resultatet innan en hel yta behandlas första gången.

Resultat - en ren, lättstädad stenytta med naturlig patina / lyster. Produkten är lättanvänd, flexibel och kostnadseffektiv.

Notera - Om man märker att man fått en fet hinna på ytan efter impregnering eller rengöring är detta ett överskott och kan svabbas bort med varmt vatten. Förvaras frostfritt.

Perform Stentvål Special Originalalet ingår i Perform Floor-Recond System.

Säkerhetsdatablad finns att tillgå för yrkesmässiga användare och tillhandahålls på vår hemsida: www.ajourtrading.com

pH ca 8,9 i koncentrat.

Denna produkt är tillverkad i Sverige enligt ISO 9001 och ISO14001.

DOSERING:

Grundimpregnering: 1-2 liter till 10 liter vatten
Manuell städning: 0,5-1,0 dl till 10 liter vatten
Fuktmopning: 0,5-1,0 dl till 10 liter vatten
Kombiskurning: 0,5-1,0 dl till 10 liter vatten
Finslipning: 0,5 dl till 10 liter vatten



Perform



Floor-Recond System
underhållsprodukter för professionell användning. Serien säljs hos våra återförsäljare. Surfa in på vår hemsida för mer information om våra produkter och var du kan köpa dem.

www.ajourtrading.com

AJOUR
TRADING

CENTRUM FÖR GOLVKUNSKAP
THE CENTRE OF FLOOR KNOWLEDGE
www.ajourtrading.com

STOCKHOLM

Kontor
Russinvägen 22
SE-123 59 Farsta - Sweden
Telefon+ 46 (0) 8 604 30 00
Fax: + 46 (0) 8 604 27 00

GÖTEBORG

Huvudkontor
Flöjelbergsgatan 8 B
SE-431 37 Mölndal - Sweden
Telefon: +46 (0) 31 - 87 31 21
Fax: + 46 (0) 31 87 31 25
e-post: info@ajourtrading.com

FJÄLLBACKA

Centrallager
Ekelidsvägen 7
SE-457 40 Fjällbacka - Sweden
Telefon + 46 (0) 31 87 05 40
Fax: +46 (0) 31 87 31 79