

Advance Plus intermittent kateter (Nelaton)

Serie: 94xx4

Fördelar med produkten

- Sluten gelbehållare - kräver inget vatten eller extra gel. Särskilt utformade för att vara lätt att hålla och hantera. Låter varje person själv reglera mängden gel på katetern.
- De skonsamma kateterögon är skapade med hjälp av avancerad ultraljudsteknik för en bekväm isättning och borttagning.
- Urinpåse ger ett slutet system för urinuppsamling. Den bidrar till att minska risken för urinvägsinfektioner.



Produktegenskaper

- Gelbehållare
- Unik införselhylsa
- Lättöppnad engångsförpackning
- 1500ml urinpåse med inbyggt handtag
- Ultralena kateterögon

Produkter i den här serien

Hollister Art.nr.	Varu.nr	Förpackningsstorlek	Män/Kvinnor/Barn	Storlek (ch)
94064		25	40cm	6
94084		25	40cm	8
94104		25	40cm	10
94124		25	40cm	12
94144		25	40cm	14
94164		25	40cm	16
94184		25	40cm	18