

Artikelnummer: 77635

Golvskrapa m/utbyteskassett och vridled, 500 mm, Vit



50 cm klassisk skrapa med dubbelt cellgummiblاد och med vridled. Anpassad för att ta bort vatten från golv med fogar. Utbyteskassett 77735 / 77739.

Teknisk information

EAN nummer	5705020776359
DUN nummer	15705020776356
Tull nummer	96039099
FDA godkänt råmaterial (21)	Ja
RelatedProducts	77735, 77739, 06153
Material	Polypropylen, Cell gummi
Färg	Vit
Antal per förpackning	10 Pcs.
Antal per pall (80 x 120 x 200 cm)	480 Stk.
Colli Längd	515 mm
Colli Bredd	300 mm
Colli Höjd	210 mm
Längd	500 mm
Bredd	110 mm
Höjd	75 mm
Bruttovikt	0.358 kg
Nettovikt	0.323 kg
Ursprungsland	Denmark
Max rengörings temperatur (Autoklav)	90 °Celsius
Max rengörings temperatur (Diskmaskin)	93 °Celsius
Max användande temperatur (utan livsmedelskontakt)	80
Min. användare temperatur	-20 °Celsius
Min. Ph värde i brukslösning	2
Max. Ph värde i brukslösning	10.5

Ny utrustning måste rengöras, desinficeras och steriliseras och eventuella etiketter ska tas bort före användning med utgångspunkt i avsett användningsområde, t.ex. högrisk- eller lågriskklassat område inom livsmedelsproduktion och allmänna utrymmen eller intensivvårdsavdelningar på sjukhus.