

Artikelnummer: 77735

Utbytes kassett, 500 mm, Vit



Utbyteskassett 500 mm

Teknisk information

EAN nummer	5705020777356
DUN nummer	15705020777353
Tull nummer	96039099
FDA godkänt råmaterial (21)	Ja
RelatedProducts	77533, 77633
Material	Polypropylen, Cell gummi
Färg	Vit
Antal per förpackning	20 Pcs.
Colli Längd	510 mm
Colli Bredd	300 mm
Colli Höjd	210 mm
Längd	500 mm
Bredd	30 mm
Höjd	45 mm
Bruttovikt	0.126 kg
Nettovikt	0.106 kg
Ursprungsland	Denmark
Max rengörings temperatur (Autoklav)	90 °Celsius
Max rengörings temperatur (Diskmaskin)	80 °Celsius
Min. användare temperatur	-20 °Celsius
Max. Tork temperatur	80 °Celsius
Min. Ph värde i brukslösning	2
Max. Ph värde i brukslösning	10.5

Ny utrustning måste rengöras, desinficeras och steriliseras och eventuella etiketter ska tas bort före användning med utgångspunkt i avsett användningsområde, t.ex. högrisk- eller lågriskklassat område inom livsmedelsproduktion och allmänna utrymmen eller intensivvårdsavdelningar på sjukhus.