

## Ambu® WhiteSensor 40713

- Centrerad kolfiberknapp
- Mjuk non-woven
- 19 x 38 mm
- Mycket hudvänlig fast gel
- Kan även användas under Rtg och MR
- Elektroden är flyttbar
- 3 elektroder på ett ark
- 3 elektroder/påse
- PVC fri
- Latexfri

### Användningsområde:

- Kan användas för **all typ** av övervakning både till små och större barn
- Materialet "andas" och lämpar sig därför väl till långtidsövervakning ex Holter, Event/R-test
- Kan även användas till vuxna med mycket känslig hud t.ex. brännskadade, strålbehandlade och cortisonbehandlade

