

# PRODUKTINFORMATION - TRAKEALTUB BLUE LINE MED SOFT SEAL KUFF

## TRAKEALTUB, BLUE LINE MED SOFT SEAL KUFF OCH MURPHY ÖGA

- Mjuka avfasade kanter vid tubspets och Murphy öga
- Försedd med Soft-seal kuff, hög volym lågtryckskuff
- 100% täthetstest utförs av alla kuffar i produktionen
- 30 mm kuffdiameter för storlekar 7 - 9,5 mm.
- Tydliga markeringar
- Pilotballongen är försedd med information om storlek och cuffens vilodiameter
- Stämbandsmarkering 3 cm ovanför kuff
- 15 mm ISO standard konnektor
- Murphy öga ger minskad risk för skada på stämband och trakealvävnad

- CE märkt
- Engångs
- Steril Etylenoxid - Pyrogenfri
- Material klar termosensitiv PVC DEHP
- Innehåller ej Latex
- MR-kompatibel \*



**PORTEX**

- Pilotballongen ska placeras och fixeras utanför det område som ska scannas.

Benämning	Vårt Art nr	Enhet	Avdfp	Trpf
Trakealtub Oral/Nasal, Soft Seal kuff, 5,0 mm	100/199/050	st	20	20
Trakealtub Oral/Nasal, Soft Seal kuff, 5,5 mm	100/199/055	st	20	20
Trakealtub Oral/Nasal, Soft Seal kuff, 6,0 mm	100/199/060	st	20	20
Trakealtub Oral/Nasal, Soft Seal kuff, 6,5 mm	100/199/065	st	20	20
Trakealtub Oral/Nasal, Soft Seal kuff, 7,0 mm	100/199/070	st	20	20
Trakealtub Oral/Nasal, Soft Seal kuff, 7,5 mm	100/199/075	st	20	20
Trakealtub Oral/Nasal, Soft Seal kuff, 8,0 mm	100/199/080	st	20	20
Trakealtub Oral/Nasal, Soft Seal kuff, 8,5 mm	100/199/085	st	20	20
Trakealtub Oral/Nasal, Soft Seal kuff, 9,0 mm	100/199/090	st	20	20
Trakealtub Oral/Nasal, Soft Seal kuff, 9,5 mm	100/199/095	st	20	20

Vid frågor kontakta er lokala säljrepresentant eller hör av er till; Smiths Medical Sverige AB, Orrvägen 26-28, 192 55 Sollentuna, Tel. växel 08- 594 772 50, Fax 08-594 772 69