

## Uridomer

### URIDOM RUECCO

Teleflex Medical / Rüsch

Uridom tillverkad av neopren, med säker anslutning till konan på urinpåsen, knicksäker design ger Ruecco en hög komfort och säkerhet. Osteril, latexfri.

Artikelnummer	Diameter mm	Beskrivning	Avd.förp.	Trsp.förp.
854410-20	20	bulkförpackad	30	30
854410-25	25	bulkförpackad	30	30
854410-30	30	bulkförpackad	30	30
854410-35	35	bulkförpackad	30	30
854410-40	40	bulkförpackad	30	30
854460-20	20	styckförpackad med häftstrips	30	30
854460-25	25	styckförpackad med häftstrips	30	30
854460-30	30	styckförpackad med häftstrips	30	30
854460-35	35	styckförpackad med häftstrips	30	30
854460-40	40	styckförpackad med häftstrips	30	30



### HÄFTSTRIPS TILL URIDOM

Teleflex Medical / Rüsch

Dubbelhäftande invändigt fixeringsband för fäste av uridom. Hydrocolloid strip, passar alla storlekar. Engångs, osterilt, latexfritt.

Artikelnummer	Storlek mm	Avd.förp.	Trsp.förp.
854920	120 x 15	30	30



### FIXERINGSBAND TILL URIDOM

Teleflex Medical / Rüsch

Utvändigt fixeringsband med kardborrefäste för uridom, tillverkat av nylon och polyuretanskum. Passar alla storlekar. Bandet kan handtvättas högst 10 gånger. Osterilt, latexfritt.

Artikelnummer	Storlek mm	Avd.förp.	Trsp.förp.
854930	160 x 30	10	10
854931	160 x 30	50	50

