

Unometer™ 500

| Produkt | Artikel-nummer | Kapacitet i ml | Slanglängd i cm | Back-ventil | Botten-avtappning | Upphångningsanordning | Steril |
|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-------------|-------------------|--------------------------|----------------|
| UnoMeter™ 500 | 25008181 | 2000 | 150 | | Kryssventil | upphångningsband | X |
| UnoMeter™ 500 | 25033181 | 2000 | 110 | X | Kryssventil | upphångningsband m/ krok | X |
| UnoMeter™ 500 | 25045051 | 2000 | 150 | X | Kryssventil | upphångningsband m/ krok | X Hygienpackad |
| UnoMeter™ Safeti™ | 25126181 | 2000 | 200 | X | Kryssventil | upphångningsband m/ krok | X |

UnoMeter™ Safeti™ Plus

| Produkt | Artikel-nummer | Kapacitet i ml | Slanglängd i cm | Back-ventil | Botten-avtappning | Upphångningsanordning | Steril |
|--|----------------|----------------|-----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|--------|
| UnoMeter™ Safeti™ Plus | 158100510190 | 2000 | 110 | X | Kryssventil | upphångningsband med rund krok | X |
| UnoMeter™ Safeti™ Plus | 158101310190 | 2000 | 150 | X | Kryssventil | upphångningsband med rund krok | X |
| UnoMeter™ Safeti™ pose | 84077181 | 2000 | 110 | X | | | X |
| UnoMeter™ Safeti™ Plus med utbytespåse | 158100710190 | 1500 | 150 | X | Kryssventil | upphångningsband med rund krok | X |

Sängpåsar med eller utan bottenavtappning och med eller utan backventil - osterila

| Produkt | Artikel-nummer | Kapacitet i ml | Slanglängd i cm | Back-ventil | Botten-avtappning | Upphångningsanordning | Steril |
|---------|----------------|----------------|-----------------|-------------|-------------------|-----------------------|--------|
| A1 | 33 005 0-10 | 1500 | 90 | | | | |
| A2 | 31 502 5-10 | 1500 | 10 | X | | | |
| A2 | 31 504 5-10 | 1500 | 35 | X | | | |
| A2 | 31 507 4-10 | 1500 | 110 | X | | | |
| A2 | 34 005 0-10 | 1500 | 90 | X | | | |
| A3 | 37 206 0-10 | 2000 | 110 | X | Push Pull ventil | | |
| A3 | 37 452 0-10 | 2000 | 110 | X | Kryssventil | | |

Sterila slutna systempåsar

| Produkt | Artikel-nummer | Kapacitet i ml | Slanglängd i cm | Back-ventil | Botten-avtappning | Med provtagningsport | Steril |
|---------|----------------|----------------|-----------------|-------------|---|----------------------|--------------------|
| A5 | 38 103 1S | 2000 | 10 | X | Kryssventil | | X |
| A4 | 38 117 1S | 2000 | 107 | X | Kryssventil | X | X Dubbelt inpackad |
| SE-4 | 38 129 1S | 2000 | 100 | X | Kryssventil, ingen upphångningsanordning för bottenventil | X | X |
| A4 | 38 151 1S | 2000 | 117 | X | Kryssventil | X | X |
| A4 | 38 155 1S | 2000 | 117 | X | Kryssventil | X Nålfri | X |

Careline benpåsar - sterila

| Produkt | Artikel-nummer | Kapacitet i ml | Slanglängd i cm | Back-ventil | Botten-avtappning | Med provtagningsport | Steril |
|--|----------------|----------------|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------------|--------|
| Careline med 4 silikon slang med 2 velkroband/förpackning | 12 612 1S | 500 | 10 Rakt inlopp | X | Kranventil m/4 cm silikon slang | X | X |
| Careline med 4 silikon slang med 2 velkroband/förpackning | 12 621 1S | 500 | 35 Rakt inlopp | X | Kranventil m/4 cm silikon slang | X | X |
| Careline med mjuk non woven baksida med 2 velkroband/förpackning | 24 612 1S | 750 | 10 Rakt inlopp | X | Kranventil m/4 cm silikon slang | X | X |
| Careline med mjuk baksida med 2 velkroband/förpackning | 24 621 1S | 750 | 35 Rakt inlopp | X | Kranventil m/4 cm silikon slang | X | X |
| Careline med mjuk baksida med 2 velkroband/förpackning | 24 151 1S-10 | 750 | 50 Justerbar slang Rakt inlopp | X | Kranventil m/4 cm silikon slang | X | X |

Careline benpåsar - osterila

| Produkt | Artikelnummer | Kapacitet i ml | Slanglängd i cm | Backventil | Bottenavtappning | Med provtagningsport | Steril |
|--|---------------|----------------|--------------------------------------|------------|------------------|----------------------|--------|
| Careline m/2 velkroband/förpackning | 12 511 8 | 500 | 10 Rakt inlopp | X | Kranventil | | |
| Careline | 24 111 8 | 750 | 10 Rakt inlopp | X | Kryssventil | | |
| Careline | 24 151 8 | 750 | 50 Rakt inlopp | X | Kryssventil | | |
| Careline m/2 velkroband/förpackning | 12 551 8 | 500 | 50 Justerbar slang Rakt inlopp | X | Kranventil | | |
| Careline Kombi m/2 velkroband/förpackning m/mjuk non woven baksida | 32 450 0-10 | 1500 | 90 Justerbar slang | X | Kryssventil | | |
| Pediatrik urinuppsamlingspåse | 82 010 5 | 100 | | | | | |

Benpåsar med eller utan bottenavtappning - osterila

| Produkt | Artikelnummer | Kapacitet i ml | Slanglängd i cm | Backventil | Bottenavtappning | Med provtagningsport | Steril |
|---------|---------------|----------------|-------------------|------------|------------------|----------------------|--------|
| Benpåse | 17 005 0-10 | 600 | 35 Rakt inlopp | X | Push Pull | | |
| Benpåse | 17 051 0 | 600 | 10 Hörninlopp | X | Push Pull | | |
| Benpåse | 17 347 0-10 | 600 | 10 Hörninlopp | X | Kranventil | | |
| Benpåse | 17 349 0-10 | 600 | 35 Rakt inlopp | X | Kranventil | | |
| Benpåse | 17 353 0 | 600 | 10 Hörninlopp | X | Kryssventil | | |
| Benpåse | 29 312 0 | 750 | 45 Rakt inlopp | X | Kryssventil | | |
| Benpåse | 27 301 4-10 | 1000 | 13 Hörninlopp | X | Kryssventil | | |
| Benpåse | 28 005 0 | 750 | 35 Rakt inlopp | X | Icke tömbar | | |
| Benpåse | 22 500 5 -10 | 750 | 10 Rakt inlopp | | Sluten | | |

Specialpåsar

| Produkt | Artikelnummer | Kapacitet i ml | Slanglängd i cm | Backventil | Bottenavtappning | Upphängningsanordning | Steril |
|---|---------------|----------------|-----------------|------------|------------------|-----------------------|--------|
| Blåssköljningspåse med: - droppkammare - filter - KombiKon - slangklämma | 48 013 15 | 4000 | 127 | X | Kryssventil | Integrerad | X |
| Blåssköljningspåse med: - pumpballong - droppkammare - filter - KombiKon - slangklämma | 48 111 15 | 4000 | 127 | X | Kryssventil | Integrerad | X |

ConvaTec Sweden AB
Box 15138
167 15 Bromma
Sverige

ConvaTec kundservice
Tlf.: 020-21 22 22
Fax: 08-704 89 98
E-mail: convatec.kundservice@convatec.com
www.convatec.com