



Tissueservett 33 x 33 cm Vinröd 2-lagers, 2000 St/kart (16 x 125 St)

Praktisk servettstorlek för informella dukningar. Det ekonomiska valet. Perfekt för informella frukostar, luncher och mellanmål. Ju fler lager, desto bättre hållbarhet. Komposterbar.

- Det ekonomiska valet
- Ju fler lager, desto bättre hållbarhet
- Komposterbara

Artikelinformation

Artikelnummer	180381	Hållbar	✓
Varumärke	DUNI		
Materialkvalitet	Tissue		
Ursprungsland	Tyskland		
Säsong	Året runt		

Certifieringar



Tillbehör

Logistikinformation för 180381

Tullkod	48183000
---------	----------

Konsumentenheter (CU)

Styck per CU	125
Bruttovikt per CU (g)	417
Emballagevikt per CU (g)	6
Längd × bredd × höjd (mm)	105 x 165 x 165
CU-volym (dm3)	2

CU-streckkodsnr



Försäljnings-/leveransenheter (SKU)

CU per SKU	16
Bruttovikt per SKU (g)	7 238
Emballagevikt per SKU (g)	566
Längd × bredd × höjd (mm)	430 x 342 x 349
SKU-volym (dm3)	51

SKU-streckkodsnr



Lastpall

SKU per lager	6
SKU per last	18
Lastens bruttovikt (kg)	151
Längd × bredd × höjd (mm)	1 208 x 800 x 1 197
Lastens Volym (dm3)	1 156

Dokument

https://mediabank.duni.com/doc/180381_PI_en.pdf
https://mediabank.duni.com/doc/180381_DoC_en.pdf

Vi finns här för att hjälpa dig.
Support och beställningar:
Telefon: +46 40 10 62 28
Adress: kundservice.malmo@duni.com

DUNI
GROUP