



Tissueservett 33 x 33 cm Vinröd 3-lagers, 1000 St/kart (8 x 125 St)

Praktisk servettstorlek för informella dukningar. Det funktionella valet. Perfekt för informella frukostar, luncher och mellanmål. Ju fler lager, desto bättre hållbarhet. Komposterbar.

- Det funktionella valet
- Ju fler lager, desto bättre hållbarhet
- Komposterbara

Artikelinformation

Artikelnummer	2732	Hållbar	✓
Varumärke	DUNI		
Materialkvalitet	Tissue		
Ursprungsland	Tyskland		
Säsong	Året runt		

Certifieringar




Tillbehör


Logistikinformation för 2732

Tullkod	48183000
---------	----------

Konsumentenheter (CU)

Styck per CU	125
Bruttovikt per CU (g)	600
Emballagevikt per CU (g)	8
Längd × bredd × höjd (mm)	156 x 165 x 165
CU-volym (dm3)	4
CU-streckkodsnr	 7 321010 027324

Försäljnings-/leveransenheter (SKU)

CU per SKU	8
Bruttovikt per SKU (g)	5 172
Emballagevikt per SKU (g)	372
Längd × bredd × höjd (mm)	372 x 293 x 347
SKU-volym (dm3)	37
SKU-streckkodsnr	 07321030027328

Lastpall

SKU per lager	8
SKU per last	24
Lastens bruttovikt (kg)	145
Längd × bredd × höjd (mm)	1 200 x 800 x 1 191
Lastens Volym (dm3)	1 143

Dokument

https://mediabank.duni.com/doc/2732_PI_en.pdf
https://mediabank.duni.com/doc/2732_DoC_en.pdf

Vi finns här för att hjälpa dig.
Support och beställningar:
Telefon: +46 40 10 62 28
Adress: kundservice.malmo@duni.com

DUNI
GROUP