

Schine Pill Popper

Produktbeskrivning

- Tryck enkelt ut tabletter ur blisterförpackningar
- Ergonomisk design
- Anpassas till olika tablettstorlekar med den vridbara delen
- Hygienisk hantering
- Rengörs i maskindisk, tål sprittvätt

Många upplever svårigheter att få ut tabletter ur blisterförpackningar. Det kan vara krångligt att dosera en doslåda. Schine Pill Popper är ett hjälpmedel för att underlätta hanteringen av piller.

Tryck enkelt ut tabletter ur blisterförpackningar och kontrollera att pillret hamnar i avsett dosfack via det transparenta avtagbara röret. Hygienisk och tidsbesparande hantering.

Pilleruttryckaren uppfyller de ergonomiska krav man har på ett handverktyg med tanke på utformningen av handtagets tjocklek, längd och behov av kraft.

Godkänd av Reumatikerförbundet som en produkt som är enkel att använda.

Användartips

- Rengör produkten med ljummet vatten och diskmedel alt. maskindisk (max 84°C) innan den används första gången.
- Om en tablett går sönder ska den kasseras.
- Schine Pill Popper passar de flesta förpackningar. Om problem uppstår, där folien är seg eller vid hantering av mycket stora och mycket små tabletter, rekommenderar vi manuell hantering.
- Leverantören ansvarar inte för felaktig användning av Schine Pill Popper eller för felaktig dosering av medicin

Specifikationer

Vikt:	90 g	CE
Längd:	20 cm	
Bredd:	2 cm	
Höjd:	12 cm	
Material:	Återvinningsbar plats	
Övrigt:	Tål diskmaskintvätt (84°C) och sprittvätt	

