

Tork Xpressnap® Liggande Dispenser, N4



Artikel	272512
Material	Plast
System	N4 - Tork Xpressnap® Dispenserssystem för servetter
Höjd	145 mm
Bredd	191 mm
Djup	307 mm
Färg	Röd

Tork Xpressnap® Liggande Dispenser passar perfekt för restauranger med begränsad betjäning där man erbjuder servetter på en central plats. Denna moderna dispenser matar ut en servett i taget, vilket förbättrar hygien och minskar förbrukningen med minst 25 % jämfört med traditionella servettdispensersystem.

www.tork.se

- Mångsidig design möjliggör lodrät eller vågrät placering för extra flexibilitet när utrymmet på disken är begränsat
- Anpassningsbar reklamruta fungerar som ett verktyg för att marknadsföra dina produkter och kommunicera med gästerna
- Tillverkas av hållbara och lättskötta material som minskar underhålls- och arbetskostnader

Leveransdata			
	Konsumentförpackning	Transportförpackning	Pall
EAN	7322540660753	7322540660753	7322540705386
Antal	1	1	168
Konsumentförpackning	-	1	168
Höjd	154 mm	154 mm	1998 mm
Bredd	200 mm	200 mm	800 mm
Längd	317 mm	317 mm	1200 mm
Volym	9.8 dm ³	9.8 dm ³	1.6 m ³
Nettovikt	1334 g	1.3 kg	224.2 kg
Bruttovikt	1546 g	1.5 kg	259.7 kg
Förpackningsmaterial	none	Kartong	-

Välj en refillprodukt

Tork Xpressnap® Extra Mjuk Orange Dispenserservett 18963

Tork Xpressnap® Extra Mjuk Svart Dispenserservett 18961

Tork Xpressnap® Extra Mjuk Lime Dispenserservett 18962

Alternativa produkter



272212



273003



272611

Kontakt

Essity Hygiene and Health AB
Professional Hygiene
Broplatsen 3
431 31 Göteborg

Telefon: 031-746 17 00

E-post: information.tork@essity.com