



Antibac

Desinfektionsservett för händer

Desinfektionsservett



Tar effektivt bort bakterier och virus från händerna. Antibac Desinfektionsservett för händer är en singelförpackad servett som är lätt att ha med sig. Produkten består av ca 75 vol% denaturerad etanol och är effektiv mot bakterier, jästsvamp och många olika virus inkl. coronavirus.

Mikrobiologisk information:

EN1500 (baktericidal effekt) 3 ml i 30 sek

EN13727 (baktericidal effekt) 30 sek

EN13624 (jästicidal effekt) 30 sek

EN14476 (Murine Norovirus, Vacciniavirus, Adenovirus) 30 sek

Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Användningsområde	Antibac Desinfektionsservett är avsedd för desinfektion av händer och används med fördel av t.ex. sängliggande patienter och anhöriga för att upprätthålla en god handhygien. Även praktisk att ha med i väskan när man är på resande fot.
Produktegenskaper	Mjuk desinfektionsservett som minskar risken för smittspridning Enkel att använda även för den som är ovan vid handdesinfektion Servetten är av 100% bionedbrytbart material Mått på servetten: 17 x 22 cm
Bruksanvisning	Gör så här: Gnid in händerna med en servett i 30 sek. viktigt att händerna är fuktiga under hela processen.
Tillverkningsland	UNGERN

Förpackningsvolym / Artikelnr.	Transport krt.	Artikelnr.	GTIN	GTIN (krt)
		603040		
30 x 20 st		603039	7054956030393	7331964907030
1 x 150 st		603061	7054956030614	7054957030613
1 x 250 st		603060	7054956030607	7054957030606

**Ytterligare
information**

Kontrollera att den tryckta eller utskrivna broschyren är aktuell på vår hemsida www.kiilto.se eller genom att kontakta vår kundtjänst på info.klc.se@kiilto.com.